

Software – Modifikationen VIP (Visualisierungs-Programm)

Version	Freigabedatum	Änderungen (wichtigste)	Bemerkungen
2412	2024-03-19	– Qualitätsprüfung Series 6 implementiert neu	
2340	2023-10-04	– Problem mit Umlauten im Makro behoben	
2301	2023-01-04	<ul style="list-style-type: none"> – Aufbereitung Series 6 Aufzeichnungen implementiert neu – Speichern und Laden der Grössenachsen-Einstellungen (Min. und Max. Wert) implementiert neu – Das Speichern von Titel, Grössenachseinstellungen und Zeitachseinstellungen wurde optional gemacht (zusätzliche Abfrage beim Speichervorgang) neu – Performance verbessert – Diverse kleine Fehler behoben – Aufbereitung von Series 5 Daten mit SW51-1 1346 und älter wird nicht mehr unterstützt! => Bei Bedarf, ältere VIP Version verwenden – Kompatibilität mit Excel 2003 und älter wird nicht mehr unterstützt => Bei Bedarf, ältere VIP Version verwenden 	
2001	2020-07-31	<ul style="list-style-type: none"> – Makros für 64-bit Versionen angepasst. – Behebung verschiedener kleiner Fehler 	
1821	2018-05-25	<ul style="list-style-type: none"> – Diverse Fehlermeldungen ergänzt (E015, E016, E024, E034, E065, E152, E153, E170, E171, E271, E272, E273...) – Diverse neue Parameter, inkl. Übersetzung integriert (Stellgrad Pumpe, Leistungseinsparung Pumpe, Drehzahl Pumpe, Leistung Pumpe, Energieeinsparung Pumpe, Sollwert Durchfluss, Sollwert Temperaturdifferenz, Sollwert Druckdifferenz, Druckbegrenzung VL, Temperatur Freq. Umformer) – Automatisches Löschen der Zeilen „Produktionserkennung“, „Restzeit Programmschritt“ und „Schritt Rampe“, sofern diese unnütze Einträge besitzen. – [ctrl]+[u] soweit erweitert, dass damit auch weitere Aufbereitungen (bis jetzt ctrl+b) möglich sind. – Neue Anleitung als pdf für die Datenaufbereitung integriert 	
1718	2017-05-02	– Makro Signatur entfernt	
1650	2016-12-20	– Öffnen von Anleitungen mit ISO- Spracherkennung implementiert	
1644	2016-11-03	– Fehler bei Aufbereitung von Aufzeichnungen ohne „Time:“ im Header korrigiert	
1633	2016-08-23	– Rundungsfehler von Excel in Qualitätsprüfungs-Zertifikat korrigiert	
1629	2016-07-20	<ul style="list-style-type: none"> – Parameter für frequenzgeregelte Pumpe implementiert neu – Messwerte des Manometers ins TP Protokoll implementiert – Optik des Hauptfensters angepasst (unnötige Knöpfe entfernt) – Bei vorhandener Gerätenummer wird diese anstatt der GIF, VFC oder DFM- Seriennummer angezeigt – Löschen von Zeilen zur Speicheroptimierung um 60 % beschleunigt – Diverse kleine Fehler behoben 	
1540	2015-11-04	<ul style="list-style-type: none"> – Aufbereitung von Daten der TP Prüfung implementiert neu – Viel benötigte Einstellungen für Aufzeichnungsdateien sind als Defaulteinstellungen fest programmiert neu 	

Version	Freigabedatum	Änderungen (wichtigste)	Bemerkungen
		<ul style="list-style-type: none"> – Office 2003, resp. Windows XP wird nicht mehr unterstützt (nicht mehr geprüft) – Diverse kleine Fehler behoben 	
1414	2014-04-02	<ul style="list-style-type: none"> – Aufbereitung von Vario-5 Dateien implementiert neu 	
1317	2013-04-24	<ul style="list-style-type: none"> – Diverse Fehler behoben (Knopf „Parameter mit Wert=0 löschen“, Speichern von Einstellungen) 	
1314	2013-04-05	<ul style="list-style-type: none"> – Parameter und Fehlermeldungen für Flow-5 implementiert neu – Verbesserung: VIP Version wird im Diagramm eingefügt – Verbesserung: Achsenbeschriftung bei absoluter Zeit angepasst – Fehler: Falsche Achsenbeschriftung bei Treat-5 und Clean-5 behoben – Fehler aufgrund falschen Texten bei Aufzeichnung auf Holländisch behoben 	
1231	2012-08-03	<ul style="list-style-type: none"> – Fehler bei Speichern und Laden von Einstellungen behoben – Fehler beim Aufbereiten mehrerer Dateien behoben 	
1216	2012-03-28	<ul style="list-style-type: none"> – Nach einer Aufbereitung von mehreren Aufzeichnungsdateien gleichzeitig kann über ein Knopf der Zielordner direkt geöffnet werden neu – Parameter können in die gewählte Sprache übersetzt werden (im Diagramm, wie auch die Überschriften in der Tabelle) neu – Produktgruppen HB-TR und HB-CL implementiert neu – Automatische Achsenbeschriftung im Diagramm neu – Falsche Beschriftung von Graphen im Diagramm bei Mehrfachaufbereitung von nicht identischen Dateien behoben – Formatierung der x- und y- Achsen optimiert (Komastelle nur wenn nötig) – Fehlverhalten beim Speichern von Einstellungen behoben 	
1141	2011-10-12	<ul style="list-style-type: none"> – Sprachen Englisch und Französisch ergänzt neu – Die Parameter können für die Auswahl und die Diagrammerstellung in die gewählte Sprache übersetzt werden (Nur bei Gerätesoftware >1127) neu – Diverse kleine Fehler behoben 	
1137	2011-09-16	<p>Provisorische Freigabe (darf nur intern verwendet werden)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Erste Version von VIP – Sprachen: Deutsch 	